



HIDRAULIKUS-ÉS ELEKTROMOS BETEGEMELŐ LIFTEK

RI821-RI823-RI825-RI827

RI822-RI824-RI826-RI828

CE I. osztályú orvosi eszköz

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/745 RENDELETE (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről

1. KÓDOK

HIDRAULIKUS EMELŐK

RI821 HIDRAULIKUS hajtómű - terhelhetőség 150 kg - pedállal a lábak nyitásához

RI823 HIDRAULIKUS hajtómű - hasznos teher 150 kg - karral a lábak nyitásához

RI825 HIDRAULIKUS hajtómű - terhelhetőség 180 kg - pedállal a lábak nyitásához

RI827 HIDRAULIKUS hajtómű - hasznos teher 180 kg - karral a lábak nyitásához

ELEKTROMOS EMELŐK

RI822 ELEKTROMOS hajtómű - hasznos teher 150 kg - pedállal a lábak nyitásához

RI824 ELEKTROMOS hajtómű - hasznos teher 150 kg - karral a lábak nyitásához

RI826 ELEKTROMOS hajtómű - hasznos teher 200 kg - pedállal a lábak nyitásához

RI828 ELEKTROMOS hajtómű - hasznos teher 200 kg - karral a lábak nyitásához

2. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a MORETTI S.p.A. MUEVO by MOPEDIA termékcsaládjából betegliftet választott. Kialakításuk és minőségük a kényelem, a biztonság és a megbízhatóság garanciája. A MORETTI S.p.A. MUEVO by MOPEDIA betegliftjeit úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljenek az Ön praktikus, helyes használatának minden követelményének. Ez a felhasználói kézikönyv néhány javaslatot ad az Ön által választott felvonó helyes használatára vonatkozóan, és számos értékes tanácsot ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használná a betegemelőt/álló emelőt. Ha kérdése van, forduljon a viszonteladóhoz tanácsért.

3. RENDELTETÉS

A MUEVO by MOPEDIA betegemelő/állványfelvonók mozgási nehézségekkel küzdő személyek emelésére és mozgatására szolgálnak. Egy asszisztens kezeli a gépet. A felvonókat nem használhatja csak egy személy. A MORETTI S.p.A. minden felelősséget visszautasít a készülék nem megfelelő használatából eredő károkért vagy az ebben a kézikönyvben meghatározottaktól eltérő célra történő felhasználás miatt.

4. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott, és a PATIENT LIFTS MOPEDIA csoportjába tartozó termék megfelel az ORVOSI KÉSZÜLÉKEKRE 2017. április 5-i 2017/745 számú rendeletben foglaltaknak.

Ebből a célból a Moretti S.p.A. a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. Az eszközök megfelelnek a 2017/745/EK rendelet I. mellékletében megkövetelt általános biztonsági és teljesítménykövetelményeknek, a fent említett rendelet IV. mellékletében meghatározottak szerint.
2. A készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
3. Az eszközök NEM KLINIKAI VIZSGÁLATHOZ KÉSZÜLT.
4. A készülékek NEM STERIL DOBOZBA vannak csomagolva.
5. Az eszközök a fent említett rendelet VIII. mellékletének rendelkezései szerint az I. osztályba tartoznak
6. A Moretti S.p.A. az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a 2017/745 rendeletnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt az utolsó tételgyártástól számított legalább 10 évig.

Megjegyzés: A teljes termékkódokat, a gyártó regisztrációs kódját (SRN), az UDI-DI kódot és a használt előírásokra való hivatkozásokat az EU megfelelési nyilatkozat tartalmazza, amelyet a Moretti S.p.A. bocsát ki és tesz elérhetővé csatornáin keresztül.

5. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK



FIGYELEM!

Mindig fokozottan ügyeljen a mozgó alkatrészek jelenlétére, amelyek a végtagok becsípődését és sérülését okozhatják.

- A készülék megfelelő használatához olvassa el ezt a kézikönyvet, különös tekintettel a figyelmeztetésekre használat előtt.
- A készülék megfelelő használatához forduljon orvosához vagy terapeutájához.
- Tartsa távol a becsomagolt terméket minden hőforrástól, mert a csomagolás kartonból készült.
- A tartozék hasznos élettartamát a nem javítható és/vagy nem cserélhető alkatrészek kopása határozza meg. • Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- A felhasználónak és/vagy a páciensnek jelentenie kell minden, az eszközzel kapcsolatos súlyos balesetet a gyártónak és azon állam megfelelő hatóságának, amelyhez a felhasználó és/vagy a beteg tartozik.

6. SZIMBÓLUMOK



>>> Termék kód



>>> Egyedi eszköz azonosító



>>> CE jelölés



>>> Gyártó



>>> Tétel szám



>>> Olvassa el a használati útmutatót



>>> Orvosi eszköz



>>> Ártalmatlanítási feltételek



>>> Figyelem, el kell olvasni a használati utasításokat



>>> Gyártási dátum



>>> Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE)

IP54



>>> Por és víz fröccsenése elleni védelem



>>> B Típus

7. MÉRETEK

7.1 A szerkezet méretei teherbírással 150 kg
(RI821-RI822-RI823-RI824)





A 150 kg-os emelőszerkezet össztömege elektromos készlettel együtt: 35 kg

A 150 kg-os emelőszerkezet össztömege hidraulikus készlettel: 33 kg

7.2 Szerkezet méretei hasznos teherrel 180/200 kg

(RI825-RI826-RI827-RI828)



A 200 kg-os emelőszerkezet össztömege elektromos készlettel együtt: 36 kg

A 180 kg-os emelőszerkezet össztömege hidraulikus készlettel: 34 kg

8. AZ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

A - n.1 alap kerekkel

B - n.1 oszlop

C - n.1 kar

D - n.1 fogantyú

E - n.1 kar

(RI823-RI824-RI827-RI828 modellekhez)


F - n.1 hevederrúd tartozékokkal a hevederhez

G - n.1 pedál

(RI821-RI822-RI825-RI826 modellekhez)

H - n.1 összeszerelő szerszámok

I - n.1 szabványos heveder



(a kép csak illusztráció)

9. AZ AKTIVÁCIÓS KÉSZLETEK LEÍRÁSA


9.1 Hidraulikus hajtómű (150/180 kg)

Alkalmas az RI821-RI823-RI825-RI827 modellekhez



9.2 Elektromos készlet (150/200 kg)

Alkalmas az RI822-RI824-RI826-RI828 modellekhez



A - n.1 TiMOTION hajtómű

B - n.1 TiMOTION távirányító

C - n.1 TiMOTION akkumulátor

D - n.4 csavarok a vezérlőegység blokkolásához

E - n.1 TiMOTION vezérlőegység


F - n.1 töltőadapter

G - n.1 támogatás a vezérlőegységhez

(a kép csak illusztráció)


10. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ EMELŐSZERKEZETEKHEZ (MINDEN MODELLRE)

1. Csavarja ki az oszlop alján lévő csavart. (4. ábra)
2. Illessze az oszlopot az alap megfelelő üregébe. (4. ábra)
3. Illessze az oszlopot rögzítő csavart az alapra, és csavarja be jól. (4. ábra)
4. Illessze be a perselyt a kar furatába, amely az oszlopos csuklórögzítéshez van kialakítva (5a. ábra).
4. Csatlakoztassa és rögzítse az oszlop és a kar közötti csatlakozást a mellékelt csavarokkal (5b. ábra)
5. Helyezze el és rögzítse a fogantyút az oszlopon a mellékelt csavarokkal (6. ábra).



(a kép csak illusztráció)

6. Helyezze el és rögzítse a hevederrudat a megfelelő csavarral a megfelelő furatú konzolra (7. ábra).
- 7a. Illessze be a pedált az alaplábak nyílásához, és rögzítse a mellékelt csavarral. (8a. ábra – RI823-RI824-RI827-RI828 modellhez)
- 7a. Illessze be az alaplábak nyílásának kart, és rögzítse a mellékelt csavarral. (8b. ábra – RI821-RI822-RI825-RI826 modellhez)
8. A szerkezet teljesen össze lesz szerelve. Most szerelje be a választott modellnek megfelelő emelési elektromos vagy hidraulikus készletet.



(a kép csak illusztráció)

11. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK AKTUÁTOROK


- 11.1 A hidraulikus működtető szerkezet összeszerelési útmutatója (RI821-RI823-RI825-RI827-hez megfelelő)



1. Helyezze el a hidraulikus működtető szerkezetet a képen látható módon, jól blokkolva annak felső és alsó részét automatikusan blokkoló csavarokkal és csavarokkal. (9. ábra)


(a kép csak illusztráció)

11.2 Összeszerelési útmutató elektromos készülékekhez (RI822-RI824-RI826-RI828-hoz megfelelő)



(a kép csak illusztráció)

1. Távolítsa el a karról és az oszlop furataiból a működtető szerkezet rögzítéséhez előkészített csavarokat.
Illessze a hajtóművet a megfelelő helyzetbe, és rögzítse az előzőleg eltávolított csavarokkal. (10a-10b. ábra)
2. Rögzítse a vezérlőegység tartókonzolját az oszlophoz a mellékelt csavarokkal, csavarja fel a megfelelő furatokat. (11. ábra)
3. Szerelje fel a vezérlőegységet a konzolra, hagyja felülről lefelé csúszni, és blokkolja a mellékelt csavarokkal. (12a-12b. ábra)
4. Illessze be az akkumulátort a vezérlőegység üregébe. (13a-13b. ábra)
5. Csatlakoztassa az aktuátor csatlakozóját a vezérlőegység központi aljzatába, a távirányítót pedig a jobb oldali aljzatba. (14. ábra). Az elektromos készlet megfelelően van felszerelve, és az állóemelő használatra kész. (15. ábra)



(a kép csak illusztráció)

Megjegyzés: Használat előtt ügyeljen arra, hogy ellenőrizze, hogy a vészhelyzeti gomb nincs-e megnyomva, és ha aktiválva van, engedje el, hogy a vezérlőegység bekapcsolódjon.

12. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

12.1 Útmutató az RI821-RI823-RI825-RI827 HIDRAULIKUS modellekhez

1. Mielőtt felemelné a páciens, nyissa ki az alaplábakat a lehető legnagyobb szélességre: - enyhén húzza meg a lábbal maga felé nyíló lábak pedált, majd forgassa el balra és zárja nyitott helyzetben (RI821-RI825)
- enyhén húzza meg az ön felé nyíló lábak kart, majd forgassa el balra, és zárja nyitott pozícióban (RI823-RI827) (Végezze el ugyanezeket a műveleteket fordított sorrendben, hogy a talpat visszaállítsa zárt állapotba)
2. Blokkolja a hátsó kerék fékjeit
3. Tartsa a páciens középen az alaplábak között, és mindig az asszisztens felé fordítva
4. Akassza biztonságosan a bölcsőhevedereket az emelőgerendához
5. Győződjön meg arról, hogy a hidraulika szivattyú szelepe teljesen zárva van (forgatja a ZÁRVA jelzésű irányba)
6. Az emelés elindításához aktiválja a szivattyúkart
- 7. MINDIG FIGYELJÜK A BETEG HELYZETÉT AZ EMELÉSI FOLYAMAT EGÉSZBEN!**
8. Emelje fel a páciens a kívánt magasságba úgy, hogy mindig asszisztensével szemben álljon
9. Engedje el a hátsó kerekeket, és mozgassa a beteget
10. Mielőtt leengedi a beteget, ismét blokkolja a hátsó kerekeket

11. Kezdje el leengedni a páciensét úgy, hogy a hidraulika szivattyú szelepét lassan a NYITVA jelzésű irányba forgatja

Megjegyzés: A beteg lassú leengedéséhez csak egy kicsit nyissa ki a szelepet; nyissa tovább mindig a „NYITÁS” jelzésű irányba, ha gyorsabban akarja leengedni a páciensét

12. MINDIG FIGYELJÜK A BETEG HELYZETÉT AZ EMELÉSI FOLYAMAT EGÉSZBEN! MINDIG SEGÍTSÜNK A BETEGNEK A SÜLÉSÍTÉSI FOLYAMAT ALATT, HOGY A MEGFELELŐ ÜLŐHELYZET FENNTARTHATJA!

FIGYELEM!

A páciens leengedésekor távolítson el minden akadályt, amely akadályozhatja a lefelé irányuló mozgást. Ha ez megtörténik, emelje fel ismét a beteget, és távolítsa el azt, ami a leengedést akadályozza.

12.2 Útmutató az RI822-RI824-RI826-RI828 elektromos modellek használatához

AZ ELEKTROMOS EMELŐ HASZNÁLATA ELŐTT JAVASOLT AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE 6/8 ÓRÁIG. KÖVETKEZŐEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY HASZNÁLAT ELŐTT AZ AKKUMULÁTOR FELTÖLTVE

1. Mielőtt felemelné a páciensét, nyissa ki az alaplábakat a lehető legnagyobb szélességre:

- enyhén húzza meg a lábbal maga felé nyíló lábak pedálját, majd forgassa el balra és zárja nyitott helyzetben (RI822-RI826)

- enyhén húzza meg a lábak felé nyíló kart, majd forgassa el balra és zárja nyitott helyzetben (RI824-RI828)

(Végezze el ugyanezeket a műveleteket fordított sorrendben, hogy a bázist visszaállítsa zárt állapotba)

2. Blokkolja a hátsó kerék fékjeit

3. Tartsa a páciensét középen az alaplábak között, és mindig az asszisztens felé fordítva

4. Akassza biztonságosan a bölcsőhevedereket az emelőgerendához

5. Nyomja meg a felfelé mutató nyílbillentyűt a páciens felemeléséhez

6. MINDIG FIGYELJÜK A BETEG HELYZETÉT AZ EMELÉSI FOLYAMAT EGÉSZBEN!

7. Emelje fel a páciensét a kívánt magasságba úgy, hogy mindig asszisztensével nézzen szembe

8. Engedje el a hátsó kerekeket, és mozgassa a beteget

9. Mielőtt leengedi a beteget, ismét blokkolja a hátsó kerekeket

10. A páciens leengedéséhez nyomja meg a lefelé mutató nyílbillentyűt

11. MINDIG FIGYELJÜK A BETEG HELYZETÉT AZ EMELÉSI FOLYAMAT EGÉSZBEN!

MINDIG SEGÍTSÜNK A BETEGNEK A SÜLÉSÍTÉSI FOLYAMAT ALATT, HOGY A MEGFELELŐ ÜLŐHELYZET FENNTARTHATJA!

FIGYELEM!

A páciens leengedésekor távolítson el minden akadályt, amely akadályozhatja a lefelé irányuló mozgást. Ha ez megtörténik, emelje fel ismét a beteget, és távolítsa el azt, ami a leengedést akadályozza.

AUTOMATA TÖRÖZÉSGÁTLÓ RENDSZER

Az elektromos készlet egy automatikus zúzódásgátló rendszerrel van felszerelve, amely leállítja a betegemelő süllyesztését, ha a páciens véletlenül érintkezik bármely sorompóval.



VÉSZMEGÁLLÓ

A vezérlőegység egy piros „STOP” gombbal van felszerelve, amely megnyomásakor azonnal deaktiválja az összes kezelőszervet. A normál működés visszaállításához forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, és húzza kifelé.

VÉSZKULCSOK

A vezérlőegységen két gomb található (az egyik egy felfelé, a másik egy lefelé nyíllal), amelyeket a távirányítón lévő helyett meg lehet nyomni az összes művelet végrehajtásához, ha a távirányító nem működik megfelelően működjön.

AZ AKUTÁTOR MECHANIKUS LEENGEDÉSE

Ha manuális/mechanikus süllyesztést használ, győződjön meg arról, hogy az a páciens számára teljes biztonsággal történik. A kézi/mechanikus süllyesztés aktiválásához húzza lefelé az aktuátor felső részén elhelyezett piros gyűrűt, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba. Miután befejezte a süllyesztési folyamatot, tegye vissza a piros gyűrűt nyugalmi helyzetébe.

AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOTÁNAK JELZÉSE

Az akkumulátor töltöttségi állapotát 3 LED-es jelzőfény jelzi. Ez a jelző a távirányítón található. 3 világító LED jelzi az akkumulátor teljes feltöltését, míg egy csak világító LED azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült, és fel kell tölteni. A szabványos akkumulátor új állapotában, teljes feltöltéssel és 20 °C-os külső használati és tárolási hőmérséklettel, több mint 40 ciklus autonómiája 200 kg terhelés mellett; amikor az emelt teher csökken, megnő az akkumulátor autonómiája és így a ciklusok száma is.

AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE

- A védőkupak eltávolítása után csatlakoztassa az adaptert a fő aljzatba, majd a vezérlőegység aljzatába
- A töltőadapteren van egy led, amely a töltési folyamat alatt narancssárga színűvé válik. Töltse fel az akkumulátort, amíg a led zöld színűvé nem válik.
- Az emelő ismételt aktiválása előtt feltétlenül csatlakoztassa le az akkumulátortöltőt!
- Az emelő használata előtt legalább 6 órán keresztül töltse az akkumulátorokat

A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁSA

A távirányító spirálisan kihúzható kábellel csatlakozik a vezérlőegységhez



Kulcsok:

1. FEL" gomb az emeléshez
2. LE gomb a süllyesztéshez

Vizuális jelzések:

3. LED max. terhelés túllépve: az emelőmozgás megszakad, ha a terhelés meghaladja a max. terhelési küszöböt és a vezérlőegység hangjelzést ad.
4. Led az akkumulátor töltöttségi állapotának figyelésére és jelzésére

13. FIGYELMEZTETÉSEK

- A lift egy olyan eszköz, amelyet motoros problémákkal küzdő betegek mozgatására terveztek rövid távolságokra, például az ágytól a kerekesszékiig vagy kényelmes székig és hátra. Nem használható a beteg szállítására.
- A beteg felemelése közben ügyeljen arra, hogy az alaplábak a lehető legtávolabb legyenek egymástól, a vezérlőkar biztonságosan reteszelve legyen, és a hátsó kerékfékek rögzítve legyenek.
- A beteg mozgatása közben kerülje az akadályok átlépését, amelyek az emelő felborulását okozhatják.
- Az ebben a kézikönyvben leírt betegemelő használata a tartozékok között található Moretti hevederekkel kombinálva lehetővé teszi a betegek felemelését és felemelését a talajról.



FIGYELEM!

Mindig ellenőrizze, hogy a bölcső jó állapotban van-e. Ne használjon olyan bölcst, amelyen sérülés vagy kopás jelei láthatók.

14. TISZTÍTÁS

A bölcső és a szerkezet tisztításához használjon alkoholt és semleges szappant (egyenlő arányban) vízzel keverve.

15. KARBANTARTÁS

- Rendkívül fontos, hogy minden használat előtt ellenőrizze a felvonót.
- Pontosabban ellenőrizze, hogy minden csavar és csavar jól meg van-e húzva.
- Kérjük, ellenőrizze, hogy a felvonó szabadon mozog-e, ha a kerekek a fékek által kioldottak.
- Ellenőrizze a hátsó kerékfékek megfelelő működését.
- Nagyon fontos, hogy rendszeresen ellenőrizze, hogy a csatlakozócsapok és az ütközőgyűrűk _ megfelelően vannak-e elhelyezve (a csapok összekötik a működtető szerkezetet az emelő felső és alsó részével, valamint az emelőgerendával, ahová a bölcst akasztja).

- A mechanikus részeket egy csepp olajjal meg kell kenni, hogy megkönnyítsük a csúszást és a kopásállóságukat. Különösen ügyeljen a betegemelő lábainak mechanikus visszahúzójára. Két-három havonta kenje meg a fent jelzett módon.

16. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK

A pótalkatrészek és tartozékok tekintetében mindig olvassa el a MORETTI mesterkatalógust kiegészítő

Cod.RP828 Hordágszerkezet betegemeléshez (max. terhelés 150 kg)

Cod.BLD500-BLC250 Mérleg betegemelőhöz, III. osztály

Cod.RP881 Standard heveder „alap” fejtámlával

Cod.IM100-IM101 Szabványos heveder fejtámla nélkül

Cod.IM110-IM111 Szabványos heveder fejtámlával

Cod.IM120 Biztonsági heveder sínekkel

Cod.IM140 WC-heveder fejtámla nélkül

Cod.IM141 WC-heveder fejtámlával

Cod.IM150 Elszigetelő heveder amputáltak számára

CSAK EREDETI MORETTI TARTOZÉKOKAT HASZNÁLJON. MORETTI S.P.A. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSÉGET A HELYTELEN HASZNÁLATBÓL OKOZOTT ESEMÉNYEKÉRT.

17. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

A készülék ártalmatlanításakor soha ne használja a települési szilárd hulladék normál visszavezető rendszerét.

Ehelyett javasolt a közös önkormányzati ökológiai szigeteken keresztül történő ártalmatlanítás a felhasznált anyagok várható újrahasznosítási műveleteihez.

17.1 Figyelmeztetések a termék megfelelő ártalmatlanítására vonatkozóan, a 2012/19/UE európai irányelv előírásai szerint

Élettartamának végén a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékkal együtt kidobni. A települési szelektív hulladékgyűjtő központba, illetve a viszonteladókhöz kell eljuttatni, amennyiben azok ezt a szolgáltatást biztosítják. A szétválogatott hulladékok ártalmatlanítása csökkenti a nem megfelelő ártalmatlanítás környezeti és egészségügyi következményeit. Ezenkívül a terméket alkotó anyagok újrahasznosíthatók, ezáltal energia- és erőforrás-megtakarítást érhetünk el. Az elektro-orvosi berendezések kötelező válogatásszerű ártalmatlanításának hangsúlyozása érdekében a termék magán a rácson szemeteskuka szimbólumot viseli.

17.2 Lemerült elemek kezelése (2006/66/CE irányelv)

A terméken lévő szimbólum azt jelzi, hogy az elemeket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Győződjön meg arról, hogy az elemeket megfelelően ártalmatlanította; ez megakadályozza a helytelen ártalmatlanítás lehetséges környezeti és egészségi állapotát. Az újrahasznosítás segít megőrizni a természeti erőforrásokat. A lemerült akkumulátorokat szállítsa egy megfelelő újrahasznosító központba. A lemerült elemek vagy a termék ártalmatlanításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon az önkormányzathoz, a helyi hulladéklerakó központhoz vagy a viszonteladóhoz, akitől a készüléket vásárolta.

18. GARANCIA

Minden Moretti termékre a vásárlás dátumától számított 2 (két) ÉV garanciát vállalunk, kivéve az alábbiakban meghatározott korlátozásokat. A jótállás nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból, visszaélésből, a termék megváltoztatásából vagy a használati útmutatóban foglaltaknak nem megfelelő használatból eredő károkra. A termék rendeltetésszerű használatát a használati útmutató tartalmazza. A Moretti S.p.A. nem vállal felelősséget az olyan károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a készülék helytelen összeszereléséből/helytelen használatából erednek, a használati útmutatónak nem megfelelő módon. A Moretti nem vállal garanciát termékeire a következő esetekben: természeti katasztrófák, nem engedélyezett karbantartás vagy javítások, áramellátási problémák okozta károk (ha van), nem a Moretti által biztosított alkatrészek vagy alkatrészek használata, az irányelvek be nem tartása. és használati utasítások, nem engedélyezett változtatások, szállításból eredő károk (a Moretti eredeti szállítmányától eltérő) vagy a készülék kézikönyvben jelzett karbantartási hibája. A kopásnak kitett alkatrészekre ez a garancia nem vonatkozik, ha a sérülés a termék normál használatából ered.

18.1 Garancia az újratölthető akkumulátorokra (ha van)

Az eredeti akkumulátorokra és a tartalék akkumulátorokra (kilencven) 90 napos jótállás vonatkozik a teljesítményükre, és (hat) 6 hónapos garancia a gyártási hibákra vagy a törvény által előírtak szerint. A (három) 3 hónapnál hosszabb ideig használaton kívüli, teljesen feltöltött akkumulátorokra a garancia automatikusan érvényét veszti. A (három) 3 egymást követő napon túl használaton kívüli, teljesen lemerült akkumulátorokra a garancia automatikusan érvényét veszti.

18.2 Jóvátétel

Ha egy Moretti terméken a jótállási idő alatt anyag- vagy gyártási hibák jelentkeznek, a Moretti S.p.A. az ügyféllel együtt mérlegeli, hogy a termékhibára vonatkozik-e a garancia.

A Moretti S.p.A. megkérdőjelezhetetlen belátása szerint kicserélheti vagy megjavíthatja a garanciális terméket Moretti viszonteladói pontján vagy saját, minősített irodáiban. A termék javításának munkaerőköltsége a Moretti költségére kerülhet, ha megállapítást nyer, hogy a javítás garanciális. A javítás vagy csere nem újítja meg és nem hosszabbítja meg a garanciát.

A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye után lehet visszaküldeni javításra. A garancián kívüli javítások munka- és szállítási költségei teljes mértékben az ügyfél vagy a viszonteladó költségét terhelik. A garancián túli termékek kijavítására 6 (hat) hónap garanciát vállalunk attól a naptól számítva, amikor a megrendelő a javított terméket átveszi.

Az ügyfelet tájékoztatják, ha a visszaküldött termék vizsgálata és tesztelése után a Moretti úgy dönt, hogy a termék nem hibás. A terméket visszaküldjük a vevőnek, és a visszaküldés minden költsége az ő költségére kerül.

18.3 Pótalkatrészek

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvétel napjától számítva 6 (hat) hónap garanciát vállalunk.

18.4 Felmentési záradékok

A jelen jótállásban egyértelműen meghatározottak kivételével és a törvénnyel összhangban, a Moretti S.p.A. nem kínál ügyfeleinek semmilyen más kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, beleértve az eladhatóságra vonatkozó nyilatkozatot, garanciát vagy feltételt, a jogsértés vagy beavatkozás hiányára vonatkozóan, egy adott célra való alkalmasságról. A Moretti S.p.A. nem garantálja, hogy a Moretti termékek használata folyamatos és hibátlan lesz. A törvénynek megfelelően alkalmazható implicit garanciák időtartama a jótállási időszakra korlátozódik. Egyes államok vagy országok nem engedélyezik a fogyasztók számára a hallgatólagos jótállás időtartamának, a felmentésnek vagy a véletlen vagy közvetett károk korlátozásának korlátozását a fogyasztók számára. Ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a felhasználóra nem vonatkoznak a jelen garancia bizonyos mentességei vagy korlátozásai. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül módosítható.



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY