



Fürdőkád pad "Plus" kék kapaszkodóval 70 cm SD11005 és  
Fürdőkád pad "Plus" hosszú kék kapaszkodóval 78 cm  
SD11010 használati utasítás

-  Art.-Nr. / Item No. **11 000**  
gelber Haltegriff / yellow Handle
-  Art.-Nr. / Item No. **11 005**  
blauer Haltegriff / blue Handle
-  Art.-Nr. / Item No. **11 006**  
weißer Haltegriff / white Handle
-  Art.-Nr. / Item No. **11 007**  
roter Haltegriff / red Handle
-  Art.-Nr. / Item No. **11 008**  
oranger Haltegriff / orange Handle



-  Art.-Nr. / Item No. **11 010**  
blauer Haltegriff / blue Handle



**Rendeltetészerű használat:** A fürdődeszka egy orvosi eszköz, és lehetővé teszi a zuhanyozást a kád szélére helyezve. Az ívelt forma megkönnyíti a mosást. A fogantyú további támasztékot biztosít.

**Jelzés:** (mozgás) korlátozott izom, alsó végtag ízületi működése fenntartott használhatóságával a felső végtagok és a meglévő stabil törzstartás

**Ellenjavallat:** A törzs nem megfelelő stabilitása / a felső végtagok működése; elégtelen fizikai vagy szellemi képessége az eszköz használatához.

**Verziók:** Különböző modellek vagy méretek léteznek (lásd a műszaki adatokat), a megfelelő tábla kiválasztását együtt kell elvégezni. A tesztelés, összeszerelés és használati utasítás csak felhatalmazott, képzett szakemberek végezhetik. Az fürdődeszkat csak kísérelővel szabad használni. A modell háztartási használatra készült, kötelező csak ép, sértetlen bőrrel érintkezhet. A fent említettek kivül minden más felhasználás nem megfelelő. A Sundo GmbH nem vállal felelősséget

az ebből eredő károkért, a kockázatot kizárólag a felhasználó viseli. Súlyos eset esetén a termékkel kapcsolatos eseményekről kérjük, értesítse a gyártót, ill az illetékes forgalmazót.

**Az első használat/karbantartás előtt:** Először olvassa el teljes egészében a használati utasítást, és őrizze meg a termék élettartamának végéig. Kérjük, ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e az első használat előtt és minden használat előtt szemrevételezéssel. Sérülés vagy kopás esetén, a táblát (tovább) nem szabad használni. További karbantartás nem szükséges, ha betartják a biztonsági előírásokat.

### **Összeszerelés:**

- ▶ A fogantyút a tábla aljára rögzítjük a 2 műanyag csavar segítségével (pl. érme segítségével). A tábla a fürdőkádb szélére kerül úgy, hogy a fogantyú legyen a bejárati oldallal szemben.
- ▶ Ezután szerelje fel a lábakat a műanyag csavarok behelyezésével hosszú lyukakat felülről és a gumi alátét behelyezését, lent. Ezután dugja be a szorítócsapot szintén alulról és húzza meg óvatosan az óramutató járásával megegyező irányba. Állítsa be a lábakat úgy, hogy a fürdőkádban lévő deszkát nem lehet előre-hátra tolni oldalán, és mind a 4 láb érintkezik a belső fallal a fürdőkádból. A káddeszka mindkét végének rá kell feküdnie a fürdőkádb szélére. Ezután végül húzza meg a csavarokat. Ügyeljen a fürdődeszka szilárdan a helyére!

### **Használat:**

- ▶ Minden használat előtt ellenőrizze a tábla szoros illeszkedését. Ha a tábla mozgatható, a négy szorítócsavart meg kell húzni újra. Mindig vegye igénybe képzett gondozó segítségét és üljön le óvatosan a tábla közepén. Fogja meg a fogantyút eggyel emelje fel a lábát, és forduljon a fürdőkádba. Mindig ülj lefelé függőlegesen a tábla közepén, különben ott van dőlés- és csúszásveszély! A testápolás elvégzése után fordított sorrendben hagyja el a kádat.

**Tisztítás/fertőtlenítés:** A felismerhető szennyeződések azonnal el kell távolítani használat után nedves ruhával és megfelelő enyhe tisztítószerrel vagy szappanos vízzel a szennyeződések elkerülése érdekében. (Figyelem, ne használjon olajos ill zsíros tisztítószerek, csúszásveszély!) Alaposan öblítse le vízzel később. Fertőtlenítse a fürdődeszkát a kereskedelemben kapható, klórmentes készülékfertőtlenítő az első használat előtt és minden alkalmazás után. Fontos: vegye figyelembe a gyártó előírásait előírások. Tanács: A »PLUS« fürdődeszka csak érintkezésbe kerülhet ép, sértetlen bőr. A DGKH, DGSV útmutatója szerint, AK: A termikus tisztítás és fertőtlenítés validálása és rutinszerű ellenőrzése eljárások orvostechikai eszközökre...“ egy A0 alkalmazása 600 érték szükséges. A fürdődeszkák (pl. 10 perc / 80 °C ill 1 perc. /90 °C). A fürdődeszkák 130 °C-ig autoklávozhatók.

### **Biztonsági utasítások:**

- ▶ Csak akkor használja a káddeszkat, ha egy gondozó segít bejutni és kifelé kijönni, valamint leüléskor és felkeléskor. (Segítség csak felhatalmazott, képzett szakemberektől)
- ▶ A fürdődeszkát csak egy személy használhatja!
- ▶ A felhasználó testtömege nem haladhatja meg a 150 kg-ot!
- ▶ A káddeszkat csak olyan személy használhatja, aki erre képes ülve irányítsák egyensúlyukat!

- ▶ Ha a fürdőkáád egyes részei megsérülnek, meghajlottak vagy deformálódnak, többé nem szabad használni!
- ▶ Használat előtt ellenőrizze a tábla szoros illeszkedését!
- ▶ A szappan és a sampon növeli a csúszás kockázatát, kérjük, ne tegye olajos vagy zsíros zuhany- vagy tisztítószerket használjon!
- ▶ A káddeszka nem alkalmas ennél hosszabb ülésre szükséges
  - ▶ Mind a 4 szorítócsapot rögzíteni kell a belső oldalakhoz fürdőkáád Az optimális biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a szorítócsapokat és szükség esetén cseréltesse ki őket szakkereskedővel! Csak eredeti alkatrészeket használjon!

**Ötött fürdődeszka »PLUS« (70 x 35 cm):**

Anyaga	Polipropilén	Magasság Magasság fogantyúval	4 cm 18 cm
Szín	Fehér	A szorítócsavarok beállítása:	38-61 cm
Hossz	70 cm	Max terhelhetőség	150 kg
Szélesség	28/35 cm	Élettartam	10 év
Súly	2,55 kg		

**Ötött fürdődeszka »PLUS«, hosszú változat (78 x 35 cm)**

Anyag	Polipropilén	Magasság Magasság fogantyúval	4 cm 18 cm
Szín	Fehér	A szorítócsavarok beállítása:	42-67 cm
Hossz	78 cm	Max terhelhetőség	150 kg
Szélesség	28/35 cm	Élettartam	10 év
Súly	2,75 kg		



Sundo Homecare GmbH  
Bahnhofstraße 13 | DE-30916 Isernhagen | [www.sundo-homecare.de](http://www.sundo-homecare.de)

