



Öntapadós vákuumos tapadó korongos kapaszkodó extra erős SOLIDO 17350 használati utasítás



Rendeltetésszerű használat A szívókorongos markolórúd egy orvosi eszköz. Elsősorban a fürdőszobában, zuhanyzóban való biztonságos tartásra szolgál és WC-részleg, de minden más helyiségben is használható. Sima felületre felszerelhető anélkül, hogy szerszámokat kelljen használni.

Jelzés Az alsó végtagok betegséggel összefüggő erővesztése/működési károsodása elegendő a felső végtagok működése, a járás és a felállás bizonytalansága

Ellenjavallat elégtelen állóképesség, szédülés, elégtelen fizikai és/vagy szellemi képesség a használatához.

Leírás A szívó rudak megkönnyítik vagy támogatják a független leülést, felállást vagy szoros tartást. A fogantyúk segítségével, azok, akiknek még van mozgásképességük és erejük, de már támogatásra szorulnak továbbra is önállóan használja a mosdókat, zuhanyzókat, WC-ket stb. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szívó fogantyúk nem alkalmasak egy személy teljes súlyának megtartására (max.

terhelés 60 kg). Ebből a célból kérem, válasszon más, a falra csavarozható fogantyúkat. A fent említettektől eltérő felhasználás nem rendeltetészerű. A Sundo GmbH nem vállal felelősséget az ebből eredő károk és szakszerűtlen összeszerelés esetén a kockázat kizárólag a felhasználót terheli. Abban az esetben a termékkel kapcsolatos súlyos események esetén értesítse a gyártót vagy az illetékes hatóságot.

Verziók Két különböző hosszúság kapható (az egyik állítható hosszúságban), a megfelelő választás az igényektől és a helyszíntől függ.

Használat/karbantartás előtt Először teljesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és őrizze meg a csomagolással együtt, amíg a termék élettartamának vége. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a termék sértetlen-e az első és minden használat előtt. Minden használat előtt ellenőrizze a fogantyú biztonságos rögzítését is. Ha a felelősség nem adatott ill nem elegendő, lazítsa meg a fogantyút az összeszerelési útmutató szerint, és helyezze vissza. Jelölje be a szívólemezek rendszeresen kopnak. Sérülés vagy kopás esetén a fogantyút nem szabad használni (többé). Nincs szükség további karbantartásra.

Szerelés A terméket felhatalmazott, képzett személyzetnek kell összeszerelnie. Először is válassza ki a megfelelő helyet Tapadókorongos markolórúd. A felület legyen sima, száraz, zsírmentes és tiszta. A szívólemezeknek kell teljesen fel tud feküdni a felületen anélkül, hogy például cserépfuga vagy hasonló áthaladna a támasztófelület. A szívólemezeket legalább 1,5 cm távolságra kell rögzíteni az illesztésektől vagy élektől. Csinálni ehhez először gondosan és alaposan tisztítsa meg az összeszerelésre szánt felületet és a szívólemezeket fogantyú. A rögzítőkarok befelé, a rúd felé mutatnak. Most helyezze rá a szívókorongos markolórudat a kiválasztott rögzítési helyre, és nyomja kifelé a rögzítőkarokat a fogantyú rögzítéséhez. Miatt a keletkező vákuum miatt a kart csak bizonyos erőfelfejtéssel lehet lenyomni. Minél nagyobb az ellenállás, annál jobb lesz a fogantyú tapadása. Ha nincs elegendő felelősség, a fogantyúnak kell nem használható, hanem meg kell lazítani és vissza kell rögzíteni!

Cikkszám kiegészítése 17362, teleszkópos tapadókorongos markolórúd Távolítsa el az egyes alkatrészeket a kartondobozból, és csatlakoztassa a szívólemezeket a rúdhhoz a gomb megnyomásával fogantyú alkatrészt a szívólemez fogadócsövébe. Győződjön meg arról, hogy az ezüst gomb a kijelölt nyílás hallhatóan, láthatóan és észrevehetően bepattan / megjelenik. Ugyanígy járjon el a másodikkal szívólemez. A fogantyú hosszát kihúzással vagy összetolással lehet meghatározni és van csatolás után megőrizve.

Szétszerelés Nyomja vissza a szívókar rögzítőkarját a tartórúd felé. Ezután óvatosan csúszztassa el ujjbegyével a szívólap alá, és emelje fel. Ugyanezt tegye a második szívólappal. Figyelem, hogy megakadályozza a fogantyú leesését, ugyanakkor tartsa erősen.

Műszaki adatok:

Anyag	ABS, gumi, rozsdamentes acél	Fogantyú távolsága a fal	kb. 3,5 cm
Szín	fehér	Élettartam	5 év
Teljes hossz	17 350: 32 cm 17 362: 56 - 67 cm		
Fogási terület	kb. 30-44 cm		

Tisztítás/fertőtlenítés: A kiszáradás elkerülése érdekében minden felismerhető szennyeződést azonnal el kell távolítani. A tisztítás a legjobb nedves ruhával és enyhe műanyagtisztítóval vagy szappanos lúggal végezze. Ne használjon olajos vagy zsíros anyagokat (csúszásveszély!) vagy éles csiszolóanyaggal. Ha szükséges, a szívófogantyú kereskedelmi forgalomban kapható elérhető, klórmentes eszközfertőtlenítő a törőlkendő fertőtlenítő eljárásban. Fontos: figyelje meg a gyártó alkalmazási előírásai.

Biztonsági utasítások

- ▶ Vegye figyelembe a maximális teherbírást (60 kg)
- ▶ Ne erőltesse meg a fogantyút teljes testsúlyával
- ▶ A szívófogantyút kizárólag a fent leírt célokra használja
 - ▶ Minden használat előtt ellenőrizze a fogantyú megfelelő tapadását, szükség esetén szerelje fel újra, a felhasználói kézikönyvnek megfelelően
- ▶ Ne tegye ki tartósan a fogantyút közvetlen napsugárzásnak, hogy ne sértse meg a gumit a tapadókorongokról
- ▶ Hibás, sérült vagy nem megfelelően beszerelt termékeket tilos használni, kérjük, forduljon a viszonteladóhoz
- ▶ Csak eredeti alkatrészeket használjon
- ▶ A fogantyú csak sértetlen bőrrel érintkezzen!

Garancia A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. A garancia nem vonatkozik az ebből eredő hibákra természetes elhasználódás, szándékosság, hanyagság vagy nem megfelelő kezelés vagy használat, valamint olyan hibák, amelyek befolyásolják a az eszköz értéke vagy használhatósága csak jelentéktelen. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát fenntartjuk.

