



MULTIFUNKCIÓS SZÉKEK FÜRDŐSZOBÁBA

RP780-1-2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

CE I. osztályba tartozó orvostechikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelte alapján (2017 április 5)

1. BEMUTATKOZÁS

Köszönjük, hogy MOPEDIA többfunkciós széket vásárolt fürdőszobához Moretti S.p.A. Ez a használati útmutató néhány javaslatot ad a választott termék helyes használatára, és értékes tanácsokat ad az Ön biztonsága érdekében. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Ha kérdése van, tanácsért és segítségért forduljon a viszonteladóhoz.

2. RENDELTETÉS

A Moretti MOPEDIA többfunkciós fürdőszobai székei járási nehézségekkel küzdők zuhanyozásában és fürdőszobájában való segédeszközként szolgálnak. Négy funkciót tartalmaznak egyben: vízemelő stabilizátort, víztartót, komódszéket és zuhanyülést.



VIGYÁZAT!

- **Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben**
- **A Moretti S.p.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.**
- **A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.**

3. EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Moretti S.p.A. a saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Moretti S.p.A. által gyártott és forgalmazott és a cukornád kategóriájába tartozó termékek megfelelnek a (EU) 2017/745 orvostechikai eszközökről szóló irányelvben és a további módosításokban meghatározott vonatkozó rendelkezéseknek.

Ennek érdekében a Moretti S.p.A. saját felelősségére az alábbiakat garantálja és kijelenti:

1. A kérdéses eszközök megfelelnek a (EU) 2017/745 irányelv I. mellékletének alapvető követelményeinek, amint azt a fenti irányelv VII. melléklete előírja.
2. A szóban forgó készülékek **NEM MÉRŐESZKÖZÖK**
3. A szóban forgó eszközöket **NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATRA**
4. A szóban forgó eszközök **NEM STERIL** csomagolásban kerülnek értékesítésre
5. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni
6. **NE** használja/telepítse a kérdéses eszközöket semmilyen más célra mint amit a Moretti S.p.A. kifejezetten jelez.
7. A Moretti S.p.A. karbantartja és benyújtja a (EU) 2017/745 irányelvnek való megfelelést igazoló dokumentációt a megfelelő hatóságoknak és a további módosításokat.

4. ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

- A készülék használata előtt OLVASSA EL figyelmesen a teljes kézikönyvet
- A készülék helyes használatához mindig konzultáljon orvosával vagy terapeutájával
- Győződjön meg arról, hogy a terméket hiánytalanul szállítja, és tartsa hőforrásoktól távol
- HASZNÁLATI ÉRTÉK – a készülék használati határát az alkatrészek kopása határozza meg
- NE engedje, hogy gyerekek játsszanak vagy kezeljék a készüléket

5. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

5.1 Többfunkciós székek fürdőszobába

RP780 Fix modell

RP781 Összecsukható modell

RP782 Leszerelhető modell görgőkkel

A MOPEDIA fürdőszobai többfunkciós székek eloxált alumíniumból készülnek, kényelmes PVC székekkel és csúszásmentes gumi hegyekkel. 2,5 cm-enként állítható magasságú. Négy funkciót tartalmaznak egyben: vízemelő stabilizátort, víztartót, komódszéket és zuhanyülést. Rendelhető fix modell, összecsukható és görgőkkel leszerelhető.

6. HASZNÁLAT ELŐTT

- Mindig ellenőrizze, hogy nem kopott-e el valamelyik alkatrész, hogy a készüléket személy- és vagyonbiztonsággal használja.
- Ellenőrizze a készülék helyes összeszerelését

7. ÖSSZESZERELÉS ELŐTT

Csomagolja ki a terméket és ellenőrizze, hogy nem történt-e sérülés a szállítás során. Ha a termék megsérül, forduljon a legközelebbi forgalmazóhoz.

8. ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS

RP780 Helyezze be a WC-tartót a már összeszerelt termékbe, ügyelve arra, hogy a tartó megfelelően illeszkedjen a vízszintes hátsó rúdhoz.

RP781 Nyissa ki a keret oldalait, emelje fel a már összeszerelt WC-tartóval ellátott részt, és rögzítse a két végét az oldalsó részekhez. Ezután szerelje fel a hátsó rudat.

RP782 Illessze be a két vízszintes rudat az oldalsó részek támasztékaiba, így a biztonsági kapcsoknak köszönhetően blokkolja őket. Helyezze be a WC-tartót, ügyelve az illeszkedésre megfelelően a vízszintes hátsó rúddal.



9. ÜLÉS

Nyomja meg a biztonsági kapcsot a székek magasságának beállításához úgy, hogy eltávolítja a láb belső részét, és állítsa a lyukakat a kívánt magasságba. Ellenőrizze, hogy mind a négy láb azonos magasságban van-e beállítva.

MEGJEGYZÉS Mielőtt leülne:

- Helyezze a terméket sima és szilárd felületre, és ha van, rögzítse a görgők fékjeit
- Győződjön meg arról, hogy a reteszelő retesz rögzítve van, és a termék stabil helyzetben van

10. FIGYELMEZTETÉSEK HASZNÁLATA

- Legyen óvatos a nedves és csúszós felületeken
 - NE használja olyan betegnél, akinek súlya meghaladja a termék címkéjén és a jelen kézikönyv műszaki jellemzői című fejezetében feltüntetett súlyt.
 - A szék csak kemény, sík felületen használható. Ne használja a székot lépcsőn, lejtőn vagy lejtőkön
 - Ne használja a székot a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon
- Elhárítunk minden felelősséget a szék helytelen használatáért
- Ne hagyja, hogy a készülék hosszú ideig vízzel érintkezzen
 - Rendszeresen ellenőrizze a termék stabilitását és keménységét, valamint a hegyek és görgők állapotát. Egyszer viselt csere
 - Ha kétségei vannak a használattal, beállítással vagy karbantartással kapcsolatban, forduljon a forgalmazóhoz
 - A lehetséges kockázatok elkerülése érdekében tartsa távol a gyermekektől

11. HOGYAN KELL ALKALMAZNI

- Álljon be úgy, hogy testsúlyával az ülészerkezeten üljön. Ne üljön úgy, hogy csak az egyik oldalát nyomja
- Mindig mindkét karjára támaszkodva álljon fel és tartsa egyensúlyát
- Ha mozgási nehézségekkel küzdő személy használja a székot, mindig segítse őket az ülésben vagy a székből való felállásban



VIGYÁZAT!

Ne mozgassa a segédeszközt, ha a beteg ül

12. KARBANTARTÁS

A MORETTI MOPEDIA készülékeit gondosan ellenőrzik, és a piacra kerülést követően EC-jelöléssel látják el. A betegek és az orvosok biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a készüléket két évente ellenőriztesse a gyártóval vagy az erre felhatalmazott laboratóriummal.

Az időszakos ellenőrzés a következő részek vizsgálatát jelenti:

- A szék váza és a csatlakozó alkatrészek
 - Ellenőrizze a kerekek rögzítését és működését a fékkel
 - Ellenőrizze az összes hegesztési pontot
 - Ellenőrizze a hegyek kopását, ha vannak
- Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

13. TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

13.1 Tisztítás

A segédeszköz és a szerkezet tisztításához használjon alkoholos és semleges szappant (egyenlő arányban) vízzel elkeverve.



FIGYELEM!

Tisztításkor ne használjon súrolószert, savat, alkoholt, klór alapú tisztítószert, fertőtlenítőszert és acetont, mert ezek az anyagok a műanyag felületek kopását és a fémfelületek rozsdásodását okozzák.

A gyártó cég nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket a tisztítás során a termék felületét károsító anyagok vagy korrozív vegyszerek használata okoz.

13.2 Fertőtlenítés




Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon közönséges, semleges fertőtlenítőszert.

14. ÁRTALMATLANÍTÁSI FELTÉTELEK

14.1 Általános ártalmatlanítási feltételek

Ártalmatlanítás esetén ne használja a behelyezett edényt a kommunális hulladékhoz. Javasoljuk, hogy a fürdőszékot a megfelelő hulladékgyűjtő helyre dobja újrahasznosítás céljából.

15. MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kódok	Max felhasználói súly	Állítható magasságú kartámasz	Állítható magasságú ülés	Alap	Felhasznált anyag
RP780	130 kg	66-től 76 cm-ig	45-től 55 cm-ig		Alumínium
RP781		64-től 74 cm-ig	46-től 56 cm-ig		Alumínium
RP782		64-től 74 cm-ig	47-től 57 cm-ig		Alumínium

16. ALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK



RV7058-4

Pótülés és huzat a komód székhez
Rp780-Rp781-Rp782
A furat méretei:
20,5 x 24 cm



RV7069-1

Vödör, horog és huzat az RP78x székhez



RV7024

Ø29 mm tippek az RP78x kód székhez
4 db



RV7051

Forgó görgő párok az RP782-es

17. GARANCIA

A Moretti termékekre a vásárlás dátumától számított (két) 2 éves garanciát vállalunk az anyag- vagy gyártási hibákra, az alábbiakban meghatározott korlátozások és kizárások mellett.

A jótállás nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából, visszaéléséből vagy módosításából eredő károkra, a használati utasítás szigorú be nem tartása esetén a garancia nem érvényes. A készülék rendeltetésszerű használatát ebben a kézikönyvben ismertetjük. Moretti nem

felelős a személyi sérülésből vagy a helytelen telepítésből vagy nem megfelelő használatból eredő vagy más módon okozott károkért.

A Moretti nem vállal garanciát a termékekre a sérülésekre vagy hibákra az alábbi feltételek mellett: természeti katasztrófa, nem engedélyezett karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák miatti károk (ha van), nem a Moretti által szállított pótalkatrészek használata, nem megfelelő használat, nem engedélyezett átalakítás, szállítási sérülés (a Moretti eredeti szállításán kívül), vagy a kézikönyvben jelzett nem megfelelő karbantartás. A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek a készülék rendeltetésszerű használata során elhasználódnak.

18. JAVÍTÁSOK

18.1 Garanciális javítás

Abban az esetben, ha a Moretti termékben anyag- vagy gyártási hiba lép fel a jótállási idő alatt, a Moretti megerősíti az ügyféllel, hogy a hiba fedezhető-e a jótállásból.

A Moretti saját belátása szerint megjavíthatja vagy kicserélheti a garanciális tételt a Moretti márkakereskedőnél vagy a Moretti telephelyén. A javítás munkadíját a Moretti terhelheti, ha a javításra garancia vonatkozik. A javítás vagy csere nem újítja meg vagy hosszabbítja meg a garanciát.

18.2 A garancia nem terjed ki a javításra

A garancia hatálya alá nem tartozó terméket csak a Moretti ügyfélszolgálatának előzetes engedélye után lehet javításra visszaküldeni. A jótállás hatálya alá nem tartozó javítások munka- és szállítási költségei teljes mértékben a vásárlót vagy a kereskedőt terhelik. A jótállás hatálya alá nem tartozó termékek javítására a termék megjavításának napjától számított hat (6) hónapos jótállás vonatkozik.

18.3 Nem hibás készülék

A vásárlót értesítjük, ha a visszaküldött termék megvizsgálása és tesztelése után a Moretti azt állítja, hogy a termék nem hibás. Ebben az esetben az árut visszaküldjük a vevőnek, a szállítási költséget a vásárló fizeti.

19. ALKATRÉSZEK

Az eredeti Moretti pótalkatrészekre a kézhezvételtől számított 6 (hat) hónap garanciát vállalunk.

20. MENTESÜLÉSEK

A jelen jótállásban kifejezetten meghatározott esetek kivételével és a törvény korlátain belül, a Moretti nem kínál semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos képviselést, garanciát vagy feltételt, beleértve a nyilatkozatokat,

az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a jogsértés hiányára és a beavatkozásra vonatkozó garanciák vagy feltételek. A Moretti nem garantálja, hogy a Moretti termék használata zavartalan vagy hibamentes lesz. A törvény által előírt vélelmezett jótállás időtartama a jótállási időszakra korlátozódik, a törvényi keretek között. Egyes államok nem engedélyezik a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, illetve a véletlen vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását.

fogyasztóknak szánt termékekkel kapcsolatban. Ilyen államokban vagy országokban előfordulhat, hogy a jelen jótállás bizonyos felelősségkizárásai és korlátozásai nem vonatkoznak Önre. Ez a garancia előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

MORETTI S.P.A.
Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com



MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.

SZIMBÓLUMOK

	TERMÉK SZÁM		Tétel szám
	Orvosi eszköz		Egyedi eszközazonosító
	CE jel		Olvassa el a használati utasítás
	Gyártó		Ártalmatlanítási feltételek