

*Can Do*

**Enyhén púderezett gimnasztikai szalag**

**Közepes Zöld**

**MB811411**



A CanDo Rolls of Exercise szalagok tökéletesek rehabilitációhoz, fitnesshez, fizioterápiához és atlétikai edzéshez. Ezen túlmenően nagyszerűek azok számára, akik nyújtásra, izomtónusra, egyensúlyjavításra és az összes főbb izomcsoport kondicionálására használják.

Nagyon sokoldalúak, ezek a szalagok kiválóak felső és alsó testgyakorlatokhoz, amelyek egyszerűek, könnyen elvégezhetők és bárhol elvégezhetők. Könnyű, kompakt és hordozható, kiváló minőségük és kiváló tulajdonságai miatt ezeket a szalagokat használják a fizioterápiában és az atlétikai edzésekben a klinikák, fitneszközpontok és magánszemélyek országsszerte.

**A zöld (közepes) szalag ellenállása 100%-os nyúlásnál 2,3 kg, 200%-os nyúlásnál pedig 5,5 kg. A szalag 14 cm széles és 2 m hosszú.** Az edzőszalagok hatékonyak, ha önmagában vagy fogantyúkkal, horgonyokkal együtt használják.

**Természetes latex gumiból készült, amely allergiás reakciókat okozhat.**

A szalagok 8 ellenállási fokozatban állnak rendelkezésre a progresszív edzéshez. A szintek erősségi sorrendben a legkisebbtől a legnagyobb ellenállásig terjednek: barna, sárga, piros, zöld, kék, fekete, ezüst, arany.

