

Összecsukható szoba WC „Basic”/JNEC-899



Technikai információk:

- Paramétere: 52x 54x 83 cm
- Ülőrész magassága: 44 cm
- Ülőszélesség: 40 cm
- Ülőmélység: 44 cm
- Súly: 8 kg
- Teherbírása: 100 kg

Forgalmazó: Rextra Kft.

2000 Szentendre, Rózsa utca 16.

Termék leírása:

- Összecsukható, alumínium vázszerkezetű szoba WC
- Könnyen kinyitható, összecsukható váz. (Az ülőfelület elülső részének megemelésével összecsukható a szoba WC).
- PE kartámasz és WC ülőke
- Műanyag vödör (fogantyúval) és fedő. (A vödör behelyezhető/eltávolítható, a szék hátsó részén található sínbe.)
- A lábak végén kemény, gumivégek találhatóak